



中华人民共和国国家标准

GB 23200.73—2016

食品安全国家标准 食品中鱼藤酮和印楝素残留量的测定 液相色谱—质谱/质谱法

National food safety standards—
Determination of rotenone and azadirachtin residues in foods—
Liquid chromatography-mass spectrometry

2016-12-18 发布

2017-06-18 实施



中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会
中 华 人 民 共 和 国 农 业 部 发 布
国家食品药品监督管理总局

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 SN/T 3264—2012《出口食品中鱼藤酮和印楝素残留量的检测方法 液相色谱—质谱/质谱法》。与 SN/T 3264—2012 相比,主要变化如下:

- 标准文本格式修改为食品安全国家标准文本格式;
- 标准名称和范围中“出口食品”改为“食品”;
- 标准范围中增加“其他食品可参照执行”。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- SN/T 3264—2012。

食品安全国家标准

食品中鱼藤酮和印楝素残留量的测定 液相色谱—质谱/质谱法

1 范围

本标准规定了食品中鱼藤酮和印楝素残留量的液相色谱—质谱/质谱检测方法。

本标准适用于大米、花椰菜、苹果、木耳、茶叶、蜂蜜、猪肝、鱼肉、虾肉、鸡肉、牛奶中鱼藤酮和印楝素残留量的测定和确证,其他食品可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

3 原理

试样中残留的鱼藤酮和印楝素采用乙腈提取,提取液经氯化钠盐析后经正己烷除脂,以聚苯乙烯—二乙烯基苯—吡咯烷酮聚合物填料的固相萃取小柱净化,液相色谱—质谱/质谱仪检测及确证,外标法定量。

4 试剂和材料

除另有规定外,所有试剂均为分析纯,水为符合 GB/T 6682 中规定的一级水。

4.1 试剂

4.1.1 乙腈(CH_3CN):色谱纯。

4.1.2 正己烷(C_6H_{14}):色谱纯。

4.1.3 甲醇(CH_3OH)。

4.1.4 甲酸(HCOOH):色谱纯。

4.1.5 氯化钠(NaCl)。

4.1.6 乙酸铵($\text{CH}_3\text{COONH}_4$)。

4.1.7 碳酸氢钠(NaHCO_3)。

4.2 溶液配制

4.2.1 饱和碳酸氢钠溶液:称取一定量碳酸氢钠溶于水中至饱和。

4.2.2 5 mmol/L 乙酸铵缓冲液:称取 0.38 g 乙酸铵溶于 800 mL 水中,加入 2 mL 甲酸,以水定容至 1 000 mL。

4.3 标准品

标准物质(鱼藤酮:英文名 Rotenone,分子式 $\text{C}_{23}\text{H}_{22}\text{O}_6$,CAS 号:83-79-4,相对分子质量 394.42;印楝素:英文名 Azadirachtin,分子式 $\text{C}_{35}\text{H}_{44}\text{O}_{16}$,CAS 号:11141-17-6,相对分子质量 720.71):纯度 $\geq 98\%$ 。

4.4 标准溶液配制

4.4.1 鱼藤酮和印楝素标准储备液(100 mg/L):准确称取0.0100 g 鱼藤酮和印楝素标准物质,用甲醇溶解并定容至100 mL,该标准储备液于4℃避光保存不超过1个月。

4.4.2 鱼藤酮和印楝素标准工作液:根据需要取适量标准储备液,以20%乙腈水溶液稀释成适当浓度的标准工作液,临用现配。

4.5 材料

4.5.1 聚苯乙烯—二乙烯基苯—吡咯烷酮聚合物填料的固相萃取柱:3 mL/60 mg。使用前依次以3 mL 甲醇、3 mL 水预处理。

4.5.2 滤膜:0.22 μm,有机相。

5 仪器和设备

5.1 液相色谱—质谱/质谱联用仪,带电喷雾(ESI)源。

5.2 分析天平:感量0.01 g和0.0001 g。

5.3 离心机:4 500 r/min,配有50 mL的具塞塑料离心管。

5.4 粉碎机。

5.5 组织捣碎机。

5.6 涡旋振荡器。

5.7 超声波清洗器。

5.8 固相萃取装置。

5.9 氮吹仪。

6 试样制备与保存

6.1 取样部位

样品取样部位按GB 2763的规定执行。在取样和制样过程中,应防止样品受到污染或发生残留物含量的变化。

6.2 试样制备

6.2.1 水果蔬菜类

取有代表性样品500 g,切碎后(不可水洗),用组织捣碎机将样品加工成浆状,混匀,分成2份,装入洁净容器内,密封并标识。

6.2.2 茶叶、粮谷与坚果类

取有代表性样品500 g,用粉碎机粉碎并通过直径2.0 mm的筛,混匀,分成2份,装入洁净容器内,密封并标识。

6.2.3 肉及肉制品

取有代表性样品500 g,切碎后用组织捣碎机将样品加工成浆状,混匀,分成2份,装入洁净容器内,密封并标识。

6.2.4 蜂蜜

取有代表性样品500 g,对于无结晶的蜂蜜样品,将其搅拌均匀。对有结晶的样品,在密闭情况下,置于不超过60℃的水浴中温热,振荡,待样品全部融化后搅匀,迅速冷却至室温,分成2份,装入洁净样品瓶中,密封并标识。

6.2.5 牛奶

取有代表性的样品500 g,充分混匀,分为2份,装入洁净样品瓶中,密封并标识。

6.3 试样保存

茶叶、果酒、蜂蜜、牛奶、粮谷于 0℃～4℃ 保存,蔬菜、水果、肉及肉制品于 -18℃ 保存。

7 分析步骤

7.1 提取

7.1.1 茶叶、谷物及坚果等样品

称取 1 g(精确至 0.01 g)试样,置于 50 mL 具塞塑料离心管中,加入 5 mL 饱和碳酸氢钠溶液振摇后避光浸泡 10 min,加入 15 mL 乙腈,涡动 30 s 后超声提取 10 min,4 500 r/min 离心 3 min,移出有机相,残渣再加入 10 mL 乙腈重复提取 1 次,合并提取液,加入约 3 g 氯化钠盐析,4 500 r/min 离心 3 min 离心,取上清液,加入 2 mL 经乙腈饱和后的正己烷,振摇 1 min,4 500 r/min 离心 3 min 离心,弃去正己烷层,乙腈层于 45℃ 减压旋转蒸发至近干,以 5 mL 20% 甲醇水溶解残渣,按 7.2 步骤净化。

7.1.2 蔬菜与水果样品

称取 2 g(精确至 0.01 g)试样,置于 50 mL 具塞塑料离心管中,加入约 2 g 碳酸氢钠和 15 mL 乙腈,振摇均匀后超声提取 10 min,4 500 r/min 离心 3 min,移出有机相,残渣再加入 10 mL 乙腈重复提取 1 次,合并提取液,加入约 3 g 氯化钠盐析,4 500 r/min 离心 3 min,取上清液,于 45℃ 减压旋转蒸发至近干,以 5 mL 20% 甲醇水溶解残渣,按 7.2 步骤净化。

7.1.3 蜂蜜

称取 2 g(精确至 0.01 g)试样置于 50 mL 具塞塑料离心管中,加入 5 mL 饱和碳酸氢钠溶液振摇,加入 15 mL 乙腈,涡动 30 s 后超声提取 10 min,4 500 r/min 离心 3 min,移出有机相,残渣再加入 10 mL 乙腈重复提取 1 次,合并提取液,加入约 3 g 氯化钠盐析,4 500 r/min 离心 3 min,取上清液,于 45℃ 减压旋转蒸发至近干,以 5 mL 20% 甲醇水溶解残渣,按 7.2 步骤净化。

7.1.4 牛奶、果汁及葡萄酒等

称取 2 g(精确至 0.01 g)试样置于 50 mL 具塞塑料离心管中,加入约 2 g 碳酸氢钠和 15 mL 乙腈,涡动 30 s 后超声提取 10 min,4 500 r/min 离心 3 min,移出有机相,残渣再加入 10 mL 乙腈重复提取 1 次,合并提取液,加入约 3 g 氯化钠盐析,4 500 r/min 离心 3 min,取上清液,于 45℃ 减压旋转蒸发至近干,以 5 mL 20% 甲醇水溶解残渣,按 7.2 的步骤净化。

7.1.5 鱼、肉及肉制品

称取 2 g(精确至 0.01 g)试样置于 50 mL 具塞塑料离心管中,加入 5 mL 饱和碳酸氢钠溶液振摇,加入 15 mL 乙腈,涡动 30 s 后超声提取 10 min,4 500 r/min 离心 3 min,移出有机相,残渣再加入 10 mL 乙腈重复提取 1 次,合并提取液,加入约 3 g 氯化钠盐析,4 500 r/min 离心 3 min,取上清液,加入 5 mL 正己烷,振摇 1 min,4 500 r/min 离心 3 min,弃去正己烷层,乙腈层于 45℃ 减压旋转蒸发至近干,以 5 mL 20% 甲醇水溶解残渣,按 7.2 步骤净化。

7.2 净化

将样品提取液上柱,用 5 mL 水淋洗,弃去全部淋洗液,抽干,以 5 mL 乙腈洗脱,保持流速约为 1 mL/min,收集洗脱液,于 45℃ 氮吹至近干,以 20% 乙腈水溶液定容 1 mL,过 0.22 μm 滤膜,供测定。

7.3 测定

7.3.1 液相色谱参考条件

- 色谱柱:Phenomenex Luna C₁₈柱,150 mm × 2.0 mm(内径),3 μm,或相当者;
- 柱温:35℃;
- 流动相:乙腈—5 mmol/L 乙酸铵缓冲液(35+65,体积比);
- 流速:400 μL/min;
- 进样量:10 μL。

7.3.2 质谱参考条件

- a) 离子源:电喷雾源(ESI),正离子模式;
 - b) 扫描方式:多反应监测(MRM);
- 其他参考质谱条件参见表 A.1。

7.3.3 色谱测定与确证

根据试样中被测物的含量情况,选取响应值适宜的标准工作液进行色谱分析。标准工作液和待测样液中鱼藤酮和印楝素的响应值均应在仪器线性响应范围内。按式(1)进行结果计算。在本方法条件下,鱼藤酮和印楝素的保留时间约为 5.6 min 和 4.2 min,鱼藤酮和印楝素标准品的多反应监测(MRM)色谱图参见附录 B。

定性标准进行样品测定时,如果检出的色谱峰保留时间与标准样品一致,并且在扣除背景后的样品谱图中,各定性离子的相对丰度与浓度接近的同样条件下得到的标准溶液谱图相比,最大允许相对偏差不得超过表 1 中规定的范围,则可判断样品中存在对应的被测物。

表 1 定性确证时相对离子丰度的最大允许偏差

单位为百分率

相对丰度(基峰)	>50	20~50(含)	10~20(含)	≤10
允许的相对偏差	±20	±25	±30	±50

7.4 空白实验

除不加试样外,均按 7.1~7.3 的规定执行。

8 结果计算和表述

用数据处理软件或按式(1)计算试样中鱼藤酮和印楝素药物的残留量,计算结果需扣除空白值:

$$X = c \times \frac{V}{m} \dots\dots\dots (1)$$

式中:

- X —— 试样中鱼藤酮或印楝素残留量,单位为微克每千克(μg/kg);
- c —— 从标准工作曲线得到的鱼藤酮和印楝素溶液浓度,单位为微克每升(μg/L);
- V —— 样品溶液最终定容体积,单位为毫升(mL);
- m —— 最终样液所代表的试样质量,单位为克(g)。

计算结果须扣除空白值,测定结果用平行测定的算术平均值表示,保留 2 位有效数字。

9 精密度

- 9.1 在重复性条件下获得的 2 次独立测定结果的绝对差值与其算术平均值的比值(百分率),应符合附录 C 的要求。
- 9.2 在再现性条件下获得的 2 次独立测定结果的绝对差值与其算术平均值的比值(百分率),应符合附录 D 的要求。

10 定量限和回收率

10.1 定量限

本方法鱼藤酮和印楝素的定量限分别为为 0.000 5 mg/kg 和 0.002 mg/kg。

10.2 回收率

当添加水平为 0.000 5 mg/kg、0.001 mg/kg、0.005 mg/kg 时,鱼藤酮和印楝素的添加回收率参见附录 E。

附 录 A
(资料性附录)
参考质谱条件¹⁾

- A.1 毛细管电压:4 kV。
A.2 屏蔽气温度:320℃。
A.3 屏蔽气流量:10 L/min。
A.4 干燥气流量:3 L/min。
A.5 碰撞气压:50 psi。
A.6 其他质谱参数见表 B.1。

表 A.1 鱼藤酮和印楝素的主要参考质谱参数

化合物	监测离子, m/z	驻留时间, ms	电压, V	碰撞能量, eV
鱼藤酮	395>213	50	160	24
	395>192			25
印楝素	743>725	50	140	28
	743>625			36
注:表中黑体字显示的离子为定量离子;对于不同质谱仪器,仪器参数可能存在差异,测定前应将质谱参数优化到最佳。				

1) 非商业性声明:附录 A 所列参考质谱条件是在 Agilent 6460 型液质联用仪上完成的,此处列出试验用仪器型号仅为提供参考,并不涉及商业目的,鼓励标准使用者尝试不同厂家或型号的仪器。

附 录 B

(资料性附录)

鱼藤酮和印楝素标准溶液的多反应监测色谱图

鱼藤酮和印楝素标准溶液的多反应监测色谱图见图 B.1。





图 B.1 鱼藤酮和印楝素标准溶液的多反应监测色谱图

附 录 C
(规范性附录)
实验室内重复性要求

实验室内重复性要求见表 C. 1。

表 C. 1 实验室内重复性要求

被测组分含量(C) mg/kg	精密度 %
$C \leq 0.001$	36
$0.001 < C \leq 0.01$	32
$0.01 < C \leq 0.1$	22
$0.1 < C \leq 1$	18
$C > 1$	14



附 录 D
(规范性附录)
实验室间再现性要求

实验室间再现性要求见表 D. 1。

表 D. 1 实验室间再现性要求

被测组分含量(C) mg/kg	精密度 %
$C \leq 0.001$	54
$0.001 < C \leq 0.01$	46
$0.01 < C \leq 0.1$	34
$0.1 < C \leq 1$	25
$C > 1$	19

附 录 E
(资料性附录)

鱼藤酮和印楝素药物残留的添加回收率

鱼藤酮和印楝素药物残留的添加回收率见表 E.1。

表 E.1 鱼藤酮和印楝素药物残留的添加回收率

样品名称	鱼藤酮		印楝素	
	添加浓度, $\mu\text{g}/\text{kg}$	回收率, %	添加浓度, $\mu\text{g}/\text{kg}$	回收率, %
大米	0.5	83.5 ~ 102.0	2	75.2 ~ 104.5
	1	84.6 ~ 101.8	4	79.6 ~ 105.2
	5	79.3 ~ 97.8	20	80.5 ~ 101.3
花椰菜	0.5	81.0 ~ 103.0	2	84.8 ~ 106.5
	1	79.4 ~ 96.8	4	80.1 ~ 102.4
	5	80.8 ~ 108.7	20	78.9 ~ 100.3
苹果	0.5	81.0 ~ 96.0	2	81.4 ~ 102.8
	1	79.6 ~ 98.4	4	86.6 ~ 106.5
	5	78.4 ~ 100.3	20	90.1 ~ 102.4
木耳	0.5	81.0 ~ 99.0	2	82.1 ~ 108.2
	1	79.0 ~ 99.8	4	85.6 ~ 104.4
	5	81.4 ~ 104.5	20	81.4 ~ 104.8
茶叶	0.5	78.0 ~ 103.0	2	74.6 ~ 107.6
	1	78.8 ~ 102.2	4	76.2 ~ 100.3
	5	77.4 ~ 99.7	20	78.9 ~ 104.8
蜂蜜	0.5	84.0 ~ 101.0	2	79.4 ~ 102.8
	1	80.2 ~ 97.6	4	80.5 ~ 103.2
	5	80.5 ~ 99.7	20	80.5 ~ 100.5
牛奶	0.5	76.2 ~ 104.3	2	78.6 ~ 109.6
	1	76.4 ~ 106.6	4	76.2 ~ 95.5
	5	76.2 ~ 102.8	20	81.9 ~ 106.8
猪肝	0.5	75.0 ~ 98.0	2	77.2 ~ 106.5
	1	78.4 ~ 103.2	4	76.3 ~ 101.5
	5	76.8 ~ 100.1	20	81.8 ~ 100.7
鱼肉	0.5	79.0 ~ 105.0	2	77.5 ~ 100.3
	1	79.6 ~ 101.2	4	76.2 ~ 101.7
	5	80.7 ~ 103.0	20	80.9 ~ 98.4
虾肉	0.5	81.0 ~ 97.0	2	77.2 ~ 102.8
	1	80.6 ~ 101.8	4	79.2 ~ 105.3
	5	80.3 ~ 96.3	20	82.7 ~ 101.4
鸡肉	0.5	83.0 ~ 97.0	2	78.6 ~ 104.5
	1	80.4 ~ 104.2	4	79.3 ~ 93.8
	5	81.2 ~ 96.9	20	81.9 ~ 106.8

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
食 品 安 全 国 家 标 准
食 品 中 鱼 藤 酮 和 印 楝 素 残 留 量 的 测 定
液 相 色 谱 — 质 谱 / 质 谱 法

GB 23200.73—2016


* * *

中 国 农 业 出 版 社 出 版
(北京市朝阳区麦子店街 18 号楼)
(邮政编码: 100125 网址: www.ccap.com.cn)

北 京 印 刷 一 厂 印 刷
新 华 书 店 北 京 发 行 所 发 行 各 地 新 华 书 店 经 销

* * *

开 本 880mm×1230mm 1/16 印 张 1 字 数 20 千 字
2017 年 6 月 第 1 版 2017 年 6 月 北 京 第 1 次 印 刷
书 号: 16109·4163
定 价: 24.00 元



GB 23200.73—2016

版 权 专 有 侵 权 必 究
举 报 电 话: (010) 65005894